

業務用 スプレー全体を滅菌して薬液を噴霧！
高圧蒸気滅菌器耐用スプレー
 (オートクレーブ)

高圧蒸気滅菌器で、
 繰り返しスプレー全体を滅菌できます。



■ライトブルー

- 高機能用シリンダーで、
消毒用イソプロピルアルコール(IP)
 が使用できます。

No.887 500mL

- 全高 20.7cm
- 幅 11.8cm
- ボトル径 9.6cm
- 製品重量 114g


オートクレーブ + IP タイプ



高圧蒸気滅菌器 (オートクレーブ) とは

医療や生物学実験の分野において、高温高圧の飽和水蒸気による滅菌 (オートクレーブ滅菌、高圧蒸気滅菌) 処理をすることが可能な耐圧性の装置のことです。通常、121℃～135℃の高温で、3分～20分滅菌処理をします。

高温135℃の
 滅菌処理
 ができます。



高圧蒸気滅菌器使用イメージ (オートクレーブ)

※チャンバー寸法、直径246mm×奥行360mmの
 小型器で本製品 (本体&ボトル) が、3個滅菌できま

■アイボリー

No.885 500mL

- 全高 20.7cm
- 幅 11.8cm
- ボトル径 9.6cm
- 製品重量 114g

オートクレーブタイプ



アルカリ性洗剤・中性洗剤専用

泡用 2way
 ツーウェイ

- 持ちやすく散布しやすい
 人間工学的な設計です。
- 押した時、引いた時も大変軽く泡がでます。
- ノズルパイプは軽くて丈夫なステンレス製 (30cm)。

※発砲剤入り洗剤を使用してください。

押しても引いても泡がでる・連続噴射
 一回の往復操作で10mL噴射

泡になるツーウェイ、押しても引いてもラクラク噴霧！



■イエロー

No.597 1.7L

- 全高 32cm
- 幅 55cm
- ボトル径 13cm
- 製品重量 420g

ほどよい噴射力でおしり・からだの汚れを洗い落とす

FURUPLA Washing Spray
 フルブラ ウォッシング スプレー

用 途

- 寝たきりの患者さんのベッドサイドからの
 おしりや、体の汚れの洗浄に。
- 人工肛門 (ストーマ) 用の装具の内部洗浄に。
- 赤ちゃんのおむつ交換時に。
- その他の汚れの洗浄に。

2025年6月に
 廃番になりました。

No.813 350mL

- 全高 19cm
- 幅 16.8cm
- ボトル径 8.7cm
- 製品重量 98g

ストレート 8cmノズルタイプ



2025年6月に
 廃番になりました。

No.833 350mL

- 全高 22cm
- 幅 26.3cm
- ボトル径 8.7cm
- 製品重量 100g

先端30°角度付 18cmノズルタイプ

